

## Zvětšovací pomůcky ZEISS pro profesionální uživatele

Ergonomie v centru zájmu pro ten nejlepší zrakový výsledek.

Vysoká přesnost je požadována ve velkém množství odvětví, např. v lékařství. O úspěchu či neúspěchu často rozhoduje pouhých několik zlomků milimetru. Výhod zvětšovacích pomůcek, které se projevují snadnějším prováděním přesných prací, si cení zejména zubní odborníci a operatři.

### Produkty



#### Teleskopické lupové brýle

Teleskopické lupové brýle jsou kombinací optimálních optických a technických vlastností s maximální individualitou a vynikajícím komfortem nošení. Jsou přesně uzpůsobeny osobním potřebám každého uživatele: každý systém zohledňuje jednotlivé parametry: zvětšení, pracovní vzdálenost a ametropii.

[> více](#)



#### Lupy nošené na hlavě

Lupy nošené na hlavě s binokulární teleskopickou lupovou optikou Keplerova typu se hodí zejména pro uživatele s nároky na extrémně vysokou kvalitu obrazu a zvětšení. Optika je k dispozici v širokém spektru zvětšení a pracovních vzdáleností, takže si každý uživatel může vybrat lupové brýle uzpůsobené konkrétně jeho požadavkům.

- > Teleskopické lupové brýle K bino TTL professional
- > Lepy nošené na hlavě KF / KS



## Saphiro<sup>2</sup> LED osvětlení

Saphiro<sup>2</sup> je mobilní, vysoce výkonný LED osvětlovací systém, který lze použít v kombinaci se ZEISS teleskopickými lupovými brýlemi a lupovými brýlemi nošenými na hlavě. Zorné pole je rovnoměrně osvětleno bez tvorby stínů. To činí provádění mnoha vizuálních úkolů, kde je přesné rozpoznání detailů zcela nezbytné, podstatně jednodušší.


> [Přečtěte si více](#)

Saphiro<sup>2</sup> LED osvětlení

## Úspěšná aplikace ve 3 jednoduchých krocích

Přesné vidění a přesná práce ruku v ruce. Jako specialista na dobré vidění je vaším úkolem skloubit funkčnost optického přístroje s osobními požadavky uživatele.


- // 1** Otestujte zrakovou ostrost a vykorigujte ametropii, pokud se vyskytuje
- // 2** Zjistěte podmínky na pracovišti
- // 3** Zvolte zvětšovací pomůcku



Určete refrakční vadu




Určete pracovní polohu, vzdálenost při práci a potřebné zvětšení



Předvedení zvětšení a zobrazovací vlastnosti


## Související produkty



### Portfolio jednoohniskových brýlových čoček ZEISS

Nyní v 4 úrovních výkonu.

[Zjistěte více](#)



### Roztoky na čištění brýlových čoček od společnosti ZEISS

Tipy společnosti ZEISS, jak se o brýle šetrně starat a zajistit tak jejich dlouhou životnost.

[Zjistěte více](#)

Společnost ZEISS je jeden z předních výrobců brýlových čoček na světě a vždy usiluje o maximální přesnost a vizuální pohodlí. Společnost ZEISS navrhuje a vyrábí brýlové čočky, nástroje a měřicí systémy, ale také maloobchodní koncepty a technologické služby, které neustále zvedají standard péče o zrak.

### Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Zákaznická služba ZEISS

[+420 233 101 241-3](tel:+4202331012413)

[E-mail](#)





---

**Prozkoumat**

Porozumění zraku  
Zdraví + prevence  
Životní styl + móda  
Řízení + mobilita  
Sport + volný čas  
Pracovní život

**Pomozte mi vybrat**

Brýle na dálku + brýle na čtení  
Progresivní brýlové čočky  
Sluneční brýle  
Pracovní brýle  
Sportovní brýle  
Brýle pro děti  
Povrchové úpravy  
Čištění brýlových čoček  
U optika

**Služby**

Můj zrakový profil  
On-line kontrola zraku

**Pro lékaře či optometry**

Nástroje + technologie  
ZEISS brýlové čočky  
Čistící prostředky ZEISS